

「もしも！」
の時の安心備品

キュッとしばってポンと捨てる キュッとポン



▲商品詳細
はこちら

排泄物・嘔吐物袋

こんな時に



災害・断水時 ポータブルトイレに

普通のトイレに

- 災害発生後、トイレ復旧までの安心備品
- トイレが使えないのは災害だけではなく、排水管の破裂も断水の一因
- バケツを洗う手間や感染リスクの軽減に



超吸収パッド入り
排尿 3 回分(目安)

【病院でのリスク例】

がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドライン
(2019年版抜粋)
「抗がん薬投与後、最低48時間は患者の便、尿、吐物などへの接触は曝露の危険性がある。」

パッド断面図

吸収前

吸収後

1回150mlとして排尿3回分(約450ml)の吸水力。超吸収のパッドがジェル化します。

NEW

7枚入

少量包装で便利。
吊り下げ穴付きのスリムBOX。



吊り下げ陳列に



防災バッグの中に

20枚入

保管しやすいコンパクトBOX。

11.2cm

19cm

もしも!の時の備えに



車の中に



【使用方法】

1



袋はコンパクトなロール状。ミシン目から1枚を切り離します。
※吸収パッドを切らないように注意してください。

2



※ジェル化しなくなったら容量オーバーです。

便座を上げて袋を開いてから便器にかぶせます。吸収パッドが底面にくるようにセットします。パッドが尿を吸収しジェル化

3



袋はひも付き、使用後はブルーのビニールひもで縛って密閉します。

ひも付きで簡単に密閉でき、処分が楽!

4



感染防止等のため、引っぱり出したビニールひもは、開口部を絞り、固く縛って密閉します。家庭ゴミとして処分してください。

※処分方法は各自治体の条例にしたがってください。

定価：オープン

商品番号	規格	販売単位	JANコード	ケース単位
111385	7枚(1巻)入	1箱	4958995813852	12箱
111382	20枚(1巻)入	1箱	4958995813821	6箱

【仕様】

袋：約縦380×横650mm 約31g
吸収パッド：約縦130×横240mm 約15g
パッド吸水量：約450ml

【素材】

袋・ひも：ポリエチレン
吸収パッド：吸収ポリマー、セルローズ

【生産国】中国



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【ウェルネス事業部】

〒231-0011 神奈川県横浜市中央区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター 8F
TEL. 045(680)0340 FAX. 045(680)0343

取扱店