

# 胸部固定帯

主な用途：胸部の圧迫固定



## アドール®E

### ソフトウレタンと弾性素材で体にしっかりフィット

- 背面が弾性メッシュのため固定力がありムシにくい
- ソフトウレタンの肌側は綿素材のため通気性あり
- ストラップ付で簡単着脱




[外側]

タグ

立体裁断で体形にフィット

弾性メッシュ（伸縮素材）部分



メッシュ拡大


留め部分がセパレートのため体形にフィット

### 素材

ナイロン  
ポリウレタン  
綿


### 装着方法

タグがあるほうが  
内側・上部です



### 規格

オープン価格



サイズの選び方

計測部位目安

腕の付け根下

商品番号	規格	胸廻り	販売単位	JAN CODE	ケース単位
033052	S	70cm ~ 85cm	1枚	4958995330526	5枚
033053	M	85cm ~ 100cm	1枚	4958995330533	5枚
033054	L	100cm ~ 120cm	1枚	4958995330540	5枚
033055	LL	120cm ~ 140cm	1枚	4958995330557	5枚



・1枚入箱

保険対応 処置にあたり胸部固定帯を使用した場合

区分J119-2 腰部又は胸部固定帯固定35点の算定に対して、区分J200 胸部固定帯加算（初回のみ）170点を加算できる。



# 株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 藤メディア・ビジネスセンター8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101


取扱店

# 竹虎の胸部固定帯「アドール® シリーズ」 オープン価格


NEW

## アドール® スタンダード

2024年4月ブラック発売



約19cm



伸縮部  
着脱ストラップ  
(メッシュ)

軽量メッシュで快適


- サイズ (胸廻り) S (60cm ~ 90cm)  
M (90cm ~ 115cm)  
L (115cm ~ 140cm)
- 2色 (ホワイト・ブラック)

## アドール® 1型



約7cm

約18cm




伸縮部


下位肋骨の固定に

- サイズ (胸廻り) M (65cm ~ 75cm)  
L (75cm ~ 90cm)  
LL (90cm ~ 105cm)

## アドール® メッシュ



約18cm




伸縮部

着脱ストラップ


メッシュタイプ

- サイズ (胸廻り) フリ (65cm ~ 95cm)  
XL (90cm ~ 120cm)

## アドール® E



約16cm 約18cm




伸縮部

着脱ストラップ


しっかりタイプ

- サイズ (胸廻り) S (70cm ~ 85cm)  
M (85cm ~ 100cm)  
L (100cm ~ 120cm)  
LL (120cm ~ 140cm)

## アドール® 女性用



S・M / 約20cm  
L・LL / 約25cm




芯材 (3本)

伸縮部


乳房を圧迫しない

- サイズ (胸廻り) S (65cm ~ 80cm)  
M (80cm ~ 95cm)  
L (95cm ~ 105cm)  
LL (105cm ~ 115cm)

## アドール® 3型



約20cm 約13cm



芯材 (4本)

上位肋骨の固定に

- サイズ (胸廻り) S (65cm ~ 85cm)  
M (85cm ~ 105cm)  
L (105cm ~ 120cm)