

ケアメル®

6つの要素

01 低刺激性

皮膚への刺激が低くカブレにくい
アクリル系粘着剤を使用しています。

04 接着力・通気性

高い皮膚接着力を保持。ウエーブ塗工により、
貼付時の通気性が保たれます。

02 伸縮性

適度な伸縮性（長さ方向）が、
関節部位や屈曲部位への固定を
適確にします。



05 利便性

セパレーター（剥離紙）の5cm単
位の目盛りと、1cm毎当社ロゴマ
ークにより使用する際の長さやカッ
ト位置の確認が容易です。


03 フィット性

薄手タイプの基布なので、貼付部
位へのフィット性に優れています。


06 ハンドカット

手で切りやすい基布です。

・ウエーブ塗工



・セパレーター（剥離紙）の当社
ロゴマークの色…グリーン



規格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
060542	No.2.5 2.5 cm × 5 m 12巻入	1箱	4958995605426
060551	No.3.8 3.8 cm × 5 m 8巻入	1箱	4958995605518
060543	No.5 5.0 cm × 5 m 6巻入	1箱	4958995605433
060544	No.7.5 7.5 cm × 5 m 4巻入	1箱	4958995605440
060545	No.10 10.0 cm × 5 m 3巻入	1箱	4958995605457

・ケース単位…6箱入

●定価 3,355 円(税込)
3,050 円(税別)

材質

- ・基布：綿、ポリウレタン
- ・粘着剤：アクリル系



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】


東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店


使用用途例

● 創ガーゼ・パッド・湿布剤の固定




- ・ 外来全般
- ・ 病棟全般 など

● テーピング




- ・ 一般外来
- ・ 整形外科
- ・ リハビリテーション室
- ・ 整形病棟 など

● シーネ固定




- ・ 整形外科 (外来・病棟)
- ・ ER
- ・ ICU
- ・ 小児病棟 など

● カテーテルの固定




- ・ 病棟全般
- ・ 透析全般
- ・ オペ室 (ICU・CCU) など

● 翼状針の固定




- ・ 外来全般
- ・ 病棟全般 など

● ドレーン固定




- ・ 病棟全般
- ・ オペ室 (ICU) など

● 止血処置 圧迫固定



- ・ 病棟全般
- ・ オペ室 (ICU・CCU) など
- ・ 透析全般

● マーゲンチューブ固定 (経鼻胃管)



- ・ オペ室 (ICU)
- ・ 胃ろう患者入院病棟
- ・ 耳鼻咽喉科病棟
- ・ 口腔外科 など